

QUIRO MED®

Equipamiento Hospitalario



CAMA BASE UTI
QUIROMED

CALIDAD
ARGENTINA
QUALITY

CAMA BASE UTI

QUIROMED



- ❶ - Cabecera rebatible con placa de melamina (art. 231)
- ❷ - Piecera fija con placa de melamina (art. 231)
- ❸ - Barandas rebatibles y desmontables esmaltadas (art. 350)
- ❹ - Ruedas x 125 mm con freno independiente (art. 111)
- ❺ - Lecho de chapa (apto para masaje cardíaco)

Movimientos Manuales



Respaldar 70°



Piernas 48°



Trendelenburg 12°



Reverso de Trendelenburg 12°

QUIROMED®

CALIDAD
ARGENTINA
QUALITY

CAMA BASE UTI

QUIROMED

OPCIONES

Ruedas



Conjunto de 4 ruedas x 125 mm con freno independiente (art.111).

Cabecera rebatible y piecera fija (art. 231):



Caño esmaltado con melamina



Detalle de la cabecera rebatida

Color de la melamina: Arcilla

CAMA BASE UTI

QUIROMED

ACCESORIOS



Barandas rebatibles y desmontables esmaltadas (art. 350)



Porta suero inoxidable para cama telescópico recto (art. 405)
Ubicable en ambos lados de la cama



Soporte para tubo de oxígeno (art. 437)



Opcional Accionamiento eléctrico (art. A-22E)

CAMA BASE UTI

QUIROMED

PINTURAS

Pintura en polvo epoxi poliéster (hibrido) electroestática, curada en horno a 200^º de acuerdo a las normativas de procesos de pinturas en polvo previo pretratamiento de la superficie por inmersión en bateas de desengrase - enjuague - fosfato - enjuague y neutralizado.

Colores:



Beige

DATOS TÉCNICOS

Medidas externas	
Largo:	200 cm (78" 3/4)
Ancho:	95 cm (37" 1/2)
Lecho del colchón	
Largo:	193 cm (76")
Ancho:	86 cm (34")
Altura del Lecho (sin colchón):	73 cm (28" 3/4)
Despegue del Piso:	18 cm (29")
Respaldar:	70 ^º
Piernas:	48 ^º
Trendelemburg:	12 ^º
Reverso de Trendelemburg:	12 ^º
Limite máximo de peso del paciente:	182 kg (400 lbs.)
Peso Aproximado (según configuración):	Aprox. 80 kg (175 lbs.)
Packaging:	210 cm x 96 cm x 80 cm (alto x ancho x prof.)

Los datos y fotografías presentes en el presente folleto son informativos y no generan compromiso legal o comercial a Quiromed. Quiromed se reserva el derecho de modificar los datos y características de sus productos sin previo aviso



QUIROMED®

CALIDAD
ARGENTINA
QUALITY