

QUIRO MED®

Equipamiento Hospitalario



CAMA ECONOMY
QUIROMED

CALIDAD
ARGENTINA
QUALITY

CAMA ECONOMY

QUIROMED

OPCION CON BARANDA DESMONTABLE

OPCION CON BARANDA REBATIBLE



- 1 Conjunto patas - cabecera y patas - piecera con barrotes (art. 210).
- 2 Barandas desmontables cromadas (art. 354)
- 3 Lecho de chapa (apto para masaje cardiaco)
- 4 Juego de movimientos

- 1 Conjunto patas - cabecera y patas - piecera con barrotes (art. 210).
- 2 Barandas rebatibles y desmontables esmaltadas (art. 353)
- 3 Lecho de chapa (apto para masaje cardiaco)
- 4 Juego de movimientos

Movimientos Manuales



Piernas 48°



Respaldar 70°

QUIROMED®

CALIDAD
ARGENTINA
QUALITY

CAMA ECONOMY

QUIROMED

ACCESORIOS



Barandas desmontables esmaltadas (art. 353)

Barandas desmontables cromadas (art. 354)



Barandas rebatibles esmaltadas (art. 350)



Porta suero inoxidable para cama telescopico recto (art. 405)

Desmontable y regulable en altura.
Ubicable en ambos lados de la cama.



Trapecio desmontable con manillar metálico cromado (art. 420)

Trapecio desmontable con manillar metálico esmaltado (art. 421)

CAMA ECONOMY

QUIROMED

OPCIONES DE CABECERA Y PIECERA



Conjunto patas-cabecera y patas-piecera con barrotes (art. 210)



Conjunto patas-cabecera y patas-piecera con placa melamínica (art. 211)

Color para la melamina: Arcilla

CAMA ECONOMY

QUIROMED

PINTURAS

Pintura en polvo epoxi poliéster (híbrido) electroestática, curada en horno a 200^o de acuerdo a las normativas de procesos de pinturas en polvo previo pretratamiento de la superficie por inmersión en bateas de desengrase - enjuague - fosfato - enjuague y neutralizado.

Colores:



Gris humo

DATOS TÉCNICOS

Medidas externas	
Largo:	210 cm (81" 7/8)
Ancho:	95 cm (37" 1/4)
Lecho del colchón	
Largo:	194 cm (75" 3/4)
Ancho:	86 cm (33" 1/2)
Altura del Lecho (sin colchón):	60 cm (23" 3/8)
Despegue del Piso:	42 cm (16" 3/8)
Respaldar:	70 ^o
Piernas:	48 ^o
Limite máximo de peso del paciente:	227 kg (500 lbs)
Peso Aproximado (según configuración):	Aprox. 55 kg (120lbs)
Packaging:	212 cm x 96 cm x 25 cm (alto x ancho x prof.)

Los datos y fotografías presentes en este folleto son informativos y no generan compromiso legal o comercial a Quiromed. Quiromed se reserva el derecho de modificar los datos y características de sus productos sin previo aviso



QUIROMED[®]

CALIDAD
ARGENTINA
QUALITY