

QUIRO MED®

Equipamiento Hospitalario



CAMA PARA PEDIATRIA
BASE
QUIROMED

CALIDAD
ARGENTINA
QUALITY

CAMA PARA PEDIATRIA BASE QUIROMED

Los objetivos principales de las camas para pediatría son la seguridad del paciente y la visión del mismo en todo momento. En base a estas premisas y a los requerimientos internacionales sobre la seguridad del paciente pediátricos en la internación, Quiromed ha desarrollado la línea de camas Panorama para pediatría cumpliendo con los más altos estándares de calidad y seguridad.



- 1 Barandas rebatibles con tubos con 6 cm de separación para evitar el paso de las piernas del bebé.
- 2 Traba de seguridad de doble acción. Encastre de la baranda en posición superior y dispositivo para evitar levantar la baranda.
- 3 Ruedas de 125 mm con freno total
- 4 Lecho de chapa estampada con esmalte epoxy
- 5 Cabecera y Piecera de melamina
- 6 Portasueros regulable y desmontable

QUIROMED[®]

CALIDAD
ARGENTINA
QUALITY

CAMA PARA PEDIATRIA BASE QUIROMED



Baranda Rebatible



Dispositivo de traba
para evitar levantar la baranda
en forma accidental



Porta suero regulable




Ruedas con frenos independientes
125 mm

CAMA PARA PEDIATRIA BASE QUIROMED

PINTURAS

Pintura en polvo epoxi poliéster (híbrido) electroestática, curada en horno a 200^o de acuerdo a las normativas de procesos de pinturas en polvo previo pretratamiento de la superficie por inmersión en bateas de desengrase - enjuague - fosfato - enjuague y neutralizado.

Colores:



Beige

DATOS TÉCNICOS

Medidas externas	
Largo:	145 cm (57")
Ancho:	75 cm (29" 1/2)
Altura total:	135 cm (53")
Lecho del colchón	
Largo:	133 cm (52" 1/4)
Ancho:	66 cm (26")
Altura del piso al Lecho:	75 cm (29" 1/2)
Respaldar:	70 ^o
Limite máximo de peso del paciente:	100 kg (220 lbs.)
Peso Aproximado (según configuración):	Aprox. 40 kg (88 lbs.)
Packaging:	150 cm x 80 cm x 30 cm (alto x ancho x prof.)

Los datos y fotografías presentes en el presente folleto son informativos y no generan compromiso legal o comercial a Quiromed. Quiromed se reserva el derecho de modificar los datos y características de sus productos sin previo aviso



QUIROMED[®]

CALIDAD
ARGENTINA
QUALITY