CAMILLA DE TRASLADO PLUS

QUIROMED



Camilla de Traslado Plus

(art. 5-95)

Lecho de espuma de poliuretano inyectada (piel integral) sobre placa maciza de madera. Estructura de acero tubular esmaltada epoxi poliester en polvo.

Parachoques circulares en las 4 patas.

Soporte para porta sueros en ambos laterales. Elevacion de espalda y altura mediante mecanismo sin fin torneado y manivela.

Manijon de empuje en ambos extremos.

Quinta rueda para traslado individual.

Medidas del lecho: 1830 x 600 x 750 mm (largo x ancho x altura).



