

**QUIRO MED**®

Equipamiento Hospitalario



**CARRO**  
**para EMERGENCIAS**  
**QUIROMED**

CALIDAD  
ARGENTINA  
QUALITY

# CARRO para EMERGENCIAS

## QUIROMED



Cajones superiores con separadores interiores de medicamentos de alto impacto (art. 10-36).

- Estructura construida en chapa de acero fosfatizada con terminación esmaltado epoxi poliéster en polvo horneada a 200<sup>o</sup>
- Cuatro ruedas de 125 mm
- Parachoques individuales (art. 10-15)
- Manijón de empuje para traslado del conjunto
- Bandeja superior de apoyo de plástico termoformado con bordes de contención
- Cuatro cajones con guía deslizante telescópica con rodamientos, separadores interiores de los dos cajones superiores y traba frontal de los cuatro cajones para uso con candado o precinto

### Accesorios

- Bandeja deslizable bajo plano en acero inoxidable antimagnético (art. 10-10).
- Porta sueros (art. 10-20) Regulable  
Altura Min:1330mm Altura Max:1930mm.
- Soporte aspirador (art. 10-26).
- Soporte guantes (art. 10-30).
- Plano de acero inoxidable (art. 10-01).
- Cesto plástico con traba vaiven (art. 10-29).
- Soporte lateral para tubo de oxígeno (art. 10-22).
- Tabla cardíaca (art. 10-34).
- Contenedores (art. 10-28).
- Plano acolchado (art. 10-05).
- Bandeja giratoria (art. 10-12).
- Bandeja 1 plano (art. 10-13).
- Bandeja 2 planos (art. 10-14).
- Lámpara halógena (art. 10-24).
- Porta descartadores (art. 10-31).
- Toma corriente (art. 10-35).



**QUIROMED**®

CALIDAD  
ARGENTINA  
QUALITY

# CARRO para EMERGENCIAS

## QUIROMED

### PINTURAS

Pintura en polvo epoxi poliéster (híbrido) electroestática, curada en horno a 200<sup>o</sup> de acuerdo a las normativas de procesos de pinturas en polvo previo pretratamiento de la superficie por inmersión en bateas de desengrase - enjuague - fosfato - enjuague y neutralizado.

Colores:



Gris



Beige

### DATOS TÉCNICOS

MEDIDAS EXTERNAS	
ALTURA	710 MM
ANCHO	550 MM
PROFUNDIDAD	380 MM

Los datos y fotografías presentas en el presente folleto son informativos y no generan compromiso legal o comercial a Quiromed. Quiromed se reserva el derecho de modificar los datos y características de sus productos sin previo aviso



**QUIROMED**<sup>®</sup>

CALIDAD  
ARGENTINA  
QUALITY