

QUIRO MED®

Equipamiento Hospitalario



COLCHONES
QUIROMED

CALIDAD
ARGENTINA
QUALITY

COLCHONES

QUIROMED

COLCHONES Y ALMOHADAS

Quiromed ha desarrollado una línea de colchones y almohadas para uso hospitalario, basada en la premisa de calidad e higiene que deben cumplir en Instituciones Hospitalarias.

Colchones Qm 24

Con placa interior de poliuretano de 24 kg por m³ de densidad y flexible que permite adaptarse a los movimientos de la cama, además de contener el peso del paciente en forma más pareja, reduciendo los puntos de alta presión que favorecen las escaras.

Funda de PVC atóxica, totalmente impermeable de PVC sin tela interna (Qm 24), con juntas selladas por alta frecuencia totalmente Impermeables. Cierre sellado con doble solapa en sector de cabecera. Las fajas de sellado de alta frecuencia garantizan la impermeabilidad de la placa de espuma, evitando la contaminación y deterioro de la misma y previniendo las escaras e infecciones en el paciente además de evitar el deterioro de la superficie del lecho de la cama por filtraciones de líquidos a través del colchón.



Colchón (art. CD 24)
Densidad 24
Funda de PVC



Almohada

Interior de fibras de vellón siliconado con funda de poliéster.
Funda exterior de PVC atóxica, totalmente impermeable,
con juntas selladas por alta frecuencia totalmente impermeables.
Cierre sellado con doble solapa

QUIROMED®

CALIDAD
ARGENTINA
QUALITY