

MEGA ICU — diseñada para superar situaciones críticas

CAMA DE CUIDADOS INTENSIVOS

Posee:

- **Caja de comandos electrónica** sin transformadores que asegura una velocidad constante de regulación de los mecanismos y seguridad eléctrica.
- **Barandas plegables y escamoteables** que se guardan debajo del lecho.

Cabecera y piecera desmontables de plástico ABS, aptas para maniobras de RCP.

ACCESORIOS OPCIONALES

Bujes porta accesorios para incorporar:

- Soporte rebatible para monitor.
- Arco balcánico y dispositivos de tracción.
- Soportes de bombas de infusión.
- Trapecio.
- Soporte de tubo de oxígeno.

Lecho extensible para pacientes de hasta **2,10 mts.**



QUIRO MED®

Equipamiento Hospitalario



Lecho radio transparente con soporte de placa radiográfica.



CPR. Función de emergencia para resucitación cardiopulmonar.

Ruedas con **frenos centralizados** y freno total y direccional.

Nuestro compromiso: **Honrar tu confianza**