

QUIRO MED®

Equipamiento Hospitalario



COLCHÓN ANTIESCARAS QUIROMED

COLCHÓN ANTIESCARAS QUIROMED

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material

Construido en PVC.

Ciclo de Inflado

Con variador de ciclo de inflado. El ciclo de inflado y desinflado de las celdas de 3 a 5 minutos, reguladas con el compresor.



Medidas

Ancho	85 cm
Largo	1980 cm
Espesor	0,35 mm

QUIROMED[®]